DOSAGE DE L'ACIDE ETHANOIQUE D'UN VINAIGRE

Objectifs:

- Savoir réaliser un dosage.
- Savoir tracer une courbe de dosage.
- Savoir utiliser une courbe de dosage.
- Savoir vérifier le degré d'un vinaigre commercial.

Matériel:

- Solution d'hydroxyde de sodium à C_B=0,1mol.L⁻¹.
- PHmètre, électrode en verre, solutions tampons pH=7.
- Pipettes de 10mL et 20mL, pipeteur.
- Béchers de 100mL, bécher de 250mL, fiole jaugée de 100mL.
- Burette graduée, agitateur magnétique.
- Eau distillée, phénolphtaléine.
- Vinaigre blanc, eau permutée.

PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Le degré d'acidité d'un vinaigre est égal à la masse d'acide éthanoîque CH₃COOH exprimée en grammes contenu dans 100g de vinaigre.

Sur l'étiquette d'une bouteille de vinaigre, on lit 8°. On estime que l'indication est vraie à 10% près.

On se propose de vérifier la valeur du titre indiqué en effectuant un dosage acide-base.

1) Préparation de la solution à doser.


Le vinaigre est dilué afin de disposer de 100mL d'une solution vinaigrée S dix fois moins concentrée en acide éthanoïque. Soit C la concentration molaire de l'acide éthanoïque du vinaigre et C_A la concentration molaire de l'acide éthanoïque de la solution S.

Exprimer C en fonction de C_A.

2) Dosage de la solution S

- Prélever 10mL de vinaigre à l'aide d'une pipette jaugée. Verser cet échantillon dans une fiole jaugée de 100mL et compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. La solution S est préparée.
- Verser dans un bécher un volume V_A =20mL de la solution S de concentration molaire C_A à l'aide de la pipette jaugée de 20mL.

- Dans une burette graduée, verser la solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaireC_B=0.1mol.L⁻¹.
 - purger le robinet de la burette en laissant couler un peu de solution dans un bécher "poubelle" (bécher de 250mL).
 - positionner le niveau de la solution d'hydroxyde de sodium au 0 de la burette graduée.
- Etalonner le pHmètre à l'aide de la solution tampon pH=7.
- Réaliser le dispositif suivant :



- Après avoir noté le pH initial c'est à dire pour V_B =0mL, ajouter progressivement la solution d'hydroxyde de sodium et relever la valeur du pH après chaque ajout. Un agitateur magnétique assure une bonne homogénéisation de la solution.

- Tableau des résultats :

V _B en mL	0	1	2	3	4	6	10	14	18	22	24
рН											
V _B en mL	25	26	26.2	26.4	26.6	26.8	27	28	30	32	34

Exploitation des mesures :

- Ecrire l'équation-bilan de dosage.
- Sur papier millimétré, tracer la courbe représentative de pH=f(V_B).
 - En abscisses, 1cm représente 1mL.
 - En ordonnées, 1cm représente une unité de pH.
- Déterminer le point E (V_R^E, pH^E) à l'équivalence par la méthode des tangentes.
- Ecrire la relation mathématique à l'équivalence en fonction de C_A , C_B , V_A et V_B^E
- Calculer la concentration molaire de l'acide éthanoïque C_A de la solution S.
- En déduire la concentration molaire C et massique c de l'acide éthanoïque du vinaigre.
- En déduire le degré du vinaigre.
- Comparer le résultat avec celui porté sur l'étiquette de la bouteille de vinaigre.

Données:

- Base conjuguée de l'acide éthanoïque : L'ion éthanoate de formule CH₃COO⁻
- Masse molaire atomique en g.mol⁻¹ : M(C)=12 ; M(H)=1 ; M(O)=16
- Masse volumique du vinaigre : $\rho \approx 1000 kg.m^{-3}$